

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Laptm5 Para Wb, Elisa - Q13571

Número de artículo: CM0024171

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo LAPTM5, validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la proteína transmembrana asociada a lisosomas 5, importante en la función de las células hematopoyéticas y la embriogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAP TM 5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLAST6; LAP TM 5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7805
GeneID	7805
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13571
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo