


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Larp1 Para Wb, Elisa - Q6Pkg0

Número de artículo: CM0026201



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LARP1 humano, validado para WB y ELISA. LARP1 es una proteína de unión a ARN que regula la traducción de ARNm 5'TOP río abajo de mTORC1, influyendo en el crecimiento y proliferación celular. Ideal para estudios de regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LARP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LARP; Lar1; Lhp1; LARP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23367
GeneID	23367
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 106-205 del LARP1 humano (Q6PKG0).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6PKG0
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo