

Anticuerpo Policlonal Anti-Larp1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q659C4

Número de artículo: CM0016982

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LARP1B humano. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta LARP1B (~105 kDa) en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de proteínas de unión a ARN y el desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-LARP1B
Observaciones/Alias	LARP2; LARP1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55132
GeneID	55132
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-320 de LARP1B humano (NP_060548.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q659C4
Peso de la proteína	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo