


Anticuerpo Policlonal Anti-Larp6 Para Wb, Elisa - Q9Brs8

Número de artículo: CM0021418



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LARP6 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de regulación de la traducción del colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LARP6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACHN; LARP6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55323
ID del Gen	55323
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 de LARP6 humana (NP_060827.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BRS8
Peso de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo