

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Larp7 Para Wb, Elisa - Q4G0J3

Número de artículo: CM0015258



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LARP7 (hLARP7/PIP7S). Validado para WB y ELISA; reacciona con humano y ratón. Ideal para estudiar la regulación de la elongación de la transcripción a través del complejo RNP 7SK. - Q4G0J3

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LARP7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALAZS; PIP7S; hLARP7; HDCMA18P; LARP7
Especie	Humano
ID de Gen	51574
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-380 del LARP7 humano (NP_057732.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q4G0J3
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo