

Anticuerpo Policlonal Anti-Lars Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J5

Número de artículo: CM0013910



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LARS humano (Leucyl-tRNA sintetasa, citoplasmática). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad humana y de ratón. Ideal para investigación de biosíntesis de proteínas y aminoacil-tRNA sintetisas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LARS Conejo pAb
Observaciones/Alias	LRS; LARS; LEUS; LFIS; ILFS1; LEURS; PIG44; RNTLS; HSPC192; hr025CI
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	51520
ID del Gen	51520
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P2J5
Peso Molecular	134kDa
Envío	Bolsa de hielo