

Anticuerpo Policlonal Anti-Lat1/Slc7A5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01650

Número de artículo: CM0028993



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-LAT1/SLC7A5 para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Dirigido al transportador de aminoácidos neutros grandes subunidad pequeña 1; ideal para estudios de transportadores y metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LAT1/SLC7A5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	E16; CD98; LAT1; 4F2LC; MPE16; D16S469E; LAT1/SLC7A5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8140
ID del Gen	8140
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-125 del LAT1/SLC7A5 humano (NP_003477.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01650
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo