


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lats1 Para Wb Y Elisa - 095835

Número de artículo: CM0004387



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra LATS1 humano. Validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación de la señalización Hippo, la supresión de tumores y la regulación del ciclo celular. - 095835

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LATS1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	wts; WARTS; LATS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9113
GeneID	9113
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del LATS1 humano (NP_004681.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	095835
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo