


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lats1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95835

Número de artículo: CM0023072



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LATS1 humano (O95835). Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudios de la vía Hippo y supresores de tumores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LATS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	wt; WARTS; LATS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9113
GeneID	9113
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del LATS1 humano (NP_004681.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95835
Peso Proteico	127kDa
Envío	Bolsa de hielo