

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lats2 Para Wb, Elisa - Q9Nrm7

Número de artículo: CM0020055



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra LATS2, una quinasa clave en la vía supresora de tumores Hippo. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en oncología y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LATS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KPM; LATS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26524
GeneID	26524
Inmunógeno	Proteína Recombinante; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-145 del LATS2 humano (NP_055387.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NRM7
Peso Proteico	120kDa
Envío	Bolsa de hielo