

Anticuerpo Policlonal Anti-Lbp Para Wb, If/Icc, Elisa - P18428

Número de artículo: CM0022125

Introducción

LBP Conejo pAb (SWISS P18428) es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Se une a lipopolisacáridos bacterianos; ideal para investigación en inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LBP Conejo pAb
Observaciones/Alias	BPIFD2; LBP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3929
ID del Gen	3929
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de LBP humano (NP_004130.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18428
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo