


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lc3A/Lc3B Para Wb - Q9Gzq8/Q9H492

Número de artículo: CM0030713



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LC3A/LC3B, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Útil para estudiar la autofagia y la mitofagia. Q9GZQ8/Q9H492.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LC3A/LC3B
Observaciones/Alias	MAP1LC3B; ATG8F; LC3B; MAP1A/1BLC3; MAP1LC3B-a; MAP1LC3A; ATG8E; LC3; LC3A; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/LC3B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84557/81631
GeneID	84557/81631
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-60 de LC3A humana (NP_115903.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo