


Anti-Lc3A/Lc3B Conejo Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzq8 / Q9H492

Número de artículo: CM0011757



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra LC3A/LC3B humano para investigación en autofagia. Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de autofagosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LC3A/LC3B Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	LC3; LC3A; ATG8E; MAP1ALC3; MAP1BLC3; LC3A/B; LC3B
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	84557/81631
ID del Gen	84557/81631
Inmunógeno	Un péptido sintetizado derivado de LC3A/LC3B humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZQ8/Q9H492
Peso Molecular de la Proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo