


Anticuerpo Monoclonal Anti-Lc3B Para Wb, Elisa - Q9Gzq8

Número de artículo: CM0002345



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra LC3B humano (MAP1LC3B). Validado para WB y ELISA, reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de autofagia, detecta la proteína de ~15kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LC3B mAb de Ratón
Observaciones/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
Especie	Humano
GeneID	81631
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-125 de LC3B humano (NP_073729.1)
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZQ8
Peso Molecular de la Proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo