


Anticuerpo Monoclonal Anti-Lcat Para Wb, Elisa - P04180

Número de artículo: CM0003438



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-LCAT dirigido contra LCAT humano (P04180). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. LCAT es esencial para la esterificación del colesterol en lipoproteínas. Ideal para la investigación cardiovascular y del metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LCAT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LCAT; lecitina-colesterol aciltransferasa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3931
GeneID	3931
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del LCAT humano (P04180)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P04180
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo