

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lcat Para Wb Y Elisa - P04180

Número de artículo: CM0015797



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la LCAT humana (lecitina-colesterol aciltransferasa). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Útil para estudiar el metabolismo del colesterol y la remodelación de las lipoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LCAT pAb de conejo
Observaciones/Alias	LCAT
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3931
ID del gen	3931
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-440 de la LCAT humana (NP_000220.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P04180
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo