


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lck Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06239

Número de artículo: CM0018747



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a LCK humano (p56lck), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización del receptor de células T y la activación de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LCK Conejo pAb
Observaciones/Alias	LSK; YT16; IMD22; p56lck; pp58lck; LCK
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3932
ID del Gen	3932
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de LCK humano (NP_005347.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06239
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo