


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lcp2 Para Wb, Elisa - Q13094

Número de artículo: CM0021286



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LCP2 humano (SLP-76). Adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para estudiar la señalización del receptor de células T y la activación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	LCP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMD81, SLP76, SLP-76, LCP2
Especie	Humano
ID de Gen	3937
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 159-533 de LCP2 humano (NP_005556.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13094
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo