


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ldb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86U70

Número de artículo: CM0019639



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LDB1 (CLIM2), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce LDB1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de regulación transcripcional y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-LDB1
Observaciones/Alias	NLI; CLIM2; LDB-1; CLIM-2; LDB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8861
GeneID	8861
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-50 de LDB1 humano (NP_003884.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86U70
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo