


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ldb3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O75112

Número de artículo: CM0027868



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LDB3 de alta calidad (O75112) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con LDB3 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de músculo estriado, cardiomiopatía y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LDB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MF4, ZASP, CMD1C, CMH24, CMPD3, LVNC3, CYPHER, LDB3Z1, LDB3Z4, ORACLE, PDLIM6, LDB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11155
GeneID	11155
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-283 de la proteína LDB3 humana (NP_001073585.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75112
Peso de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo