


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ldha Para Wb Y Elisa - P00338

Número de artículo: CM0012008



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la LDHA humana, validado para Western blot y ELISA. Detecta la LDHA en muestras humanas, de ratón y de rata; ideal para la investigación de la glucólisis y los trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-LDHA [validado por KD]
Observaciones/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3939
ID del gen	3939
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la LDHA humana (NP_005557.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P00338
Peso de la proteína	26-39 kDa
Envío	Bolsa de hielo