


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ldha Para Wb Y Elisa - P00338

Número de artículo: CM0007143



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la lactato deshidrogenasa A (LDHA) humana, validado en WB y ELISA. Detecta LDHA humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación en metabolismo, glucólisis y biomarcadores de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LDHA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3939
GeneID	3939
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00338
Peso Proteico	26-39 kDa
Envío	Bolsa de hielo