


Anticuerpo Policlonal Anti-Ldha Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00338

Número de artículo: CM0014338



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LDHA humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la glucólisis, la hipoxia y el metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo LDHA
Observaciones/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3939
ID de Gen	3939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-332 de la LDHA humana (NP_005557.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00338
Peso Proteico	26-39 kDa
Envío	Bolsa de hielo