


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ldha Para Wb, If/Icc Y Elisa - P00338

Número de artículo: CM0011551



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la LDHA humana, validado mediante silenciamiento génico para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta la LDHA endógena en muestras humanas, de ratón y de rata. Peso molecular previsto de 26-39 kDa. Ideal para la investigación del metabolismo del cáncer y la glucólisis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KD] mAb de conejo anti-LDHA
Observaciones/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3939
ID del gen	3939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-332 de la LDHA humana (NP_005557.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P00338
Peso de la proteína	26-39 kDa
Envío	Bolsa de hielo