


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ldha Para Ihc-P/If/Icc/Elisa - P00338

Número de artículo: CM0019176



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-LDHA validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta LDHA humana y de ratón, una enzima de la glucólisis vinculada al metabolismo del cáncer y a la enfermedad de almacenamiento de glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KD Validated] LDHA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; LDHA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3939
ID de Gen	3939
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la LDHA humana (NP_001001586.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00338
Peso Proteico	26-39 kDa
Envío	Bolsa de hielo