

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ldhal6B Para Wb, If-P, Elisa - Q9Byz2

Número de artículo: CM0018460

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LDHAL6B humana, validado para WB, IF-P, ELISA. Deshidrogenasa láctica específica de testículo que cataliza la interconversión lactato-piruvato. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo y fertilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LDHAL6B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LDHL; LDH6B; LDHAL6; LDHAL6B
Especie	Humana
GeneID (Humana)	92483
GeneID	92483
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de LDHAL6B humana (NP_149972.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9BYZ2
Peso molecular de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo