


Anticuerpo Policlonal Anti-Ldhb Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07195

Número de artículo: CM0025333



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LDHB humano, adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. LDHB es una enzima clave en la glucólisis anaeróbica y un marcador de tejido cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LDHB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; LDHB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3945
GeneID	3945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-334 de LDHB humano (NP_002291.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P07195
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo