


Anticuerpo Policlonal Anti-Ldhc Para Wb, If-P, Elisa - P07864

Número de artículo: CM0014161



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-LDHC para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Dirigido contra la cadena C de la L-lactato deshidrogenasa, una proteína relacionada con la motilidad espermática y el antígeno 32 de cáncer/testículo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LDHC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CT32; LDH3; LDHX; LDHC
Especie	Humano
ID del gen	3948
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de la LDHC humana (NP_002292.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07864
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo