

Anticuerpo Policlonal Contra Receptor Ldl (Ldlr) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01130

Número de artículo: CM0016883



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al Receptor LDL humano (LDLR), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta LDLR humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en metabolismo del colesterol y infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo contra Receptor LDL (LDLR)
Abreviaturas/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL Receptor (LDLR)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3949
GeneID	3949
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 761-860 del Receptor LDL humano (LDLR) (NP_000518.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicaciones	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01130
Peso Molecular	95kDa
Envío	Bolsa de hielo