


Anticuerpo Policlonal Anti-Ldlrap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sw96

Número de artículo: CM0026144



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LDLRAP1 humano (ARH), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de endocitosis del LDLR, hipercolesterolemia y metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LDLRAP1 pAb Conejo
Observaciones/Alias	ARH; ARH1; ARH2; FHCB1; FHCB2; FHCL4; LDLRAP1
Especie	Humano
GeneID	26119
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-308 de LDLRAP1 humano (NP_056442.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5SW96
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo