

Anticuerpo Policlonal Anti-Lef1 Para Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9UJu2

Número de artículo: CM0018202

Introducción

pAb de conejo anti-LEF1 (policlonal) validado en WB, IP, IF-P, ELISA. Detecta LEF1 (44 kDa) en humano, ratón, rata. Inmunógeno recombinante (aa 20-132). Ideal para la investigación de Wnt/transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo LEF1
Observaciones/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	51176
GeneID	51176
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-132 del LEF1 humano (NP_057353.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UJU2
Peso proteico	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo