

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lef1 Para Wb Y Elisa - Q9Uju2

Número de artículo: CM0007843

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra LEF1 validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para el estudio de la vía de señalización Wnt y la biología del cáncer en tejidos de timo, colon y páncreas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LEF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51176
GeneID	51176
Inmunógeno	Proteína recombinante de una secuencia ubicada entre los aminoácidos 50-150 de la LEF1 humana (Q9UJU2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UJU2
Peso molecular de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo