

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lef1 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Uju2

Número de artículo: CM0007591

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-LEF1 de alto rendimiento validado para WB, IP y ELISA en muestras humanas y de ratón. Adecuado para investigación de señalización Wnt, cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LEF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LEF-1; TCF10; TCF7L3; TCF1ALPHA; LEF1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del LEF1 humano (NP_057353.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UJU2
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo