

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lefty1 Para Wb Y Elisa - 075610

Número de artículo: CM0021079

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra LEFTY1 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta el factor de determinación izquierda-derecha 1 humano y de ratón, un regulador clave del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LEFTY1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10637
GenelD	10637
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-366 de LEFTY1 humano (NP_066277.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075610
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo