

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Lefty1/2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75610 / O00292

Número de artículo: CM0004170

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra las proteínas humanas LEFTY1/2, validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para la detección de factores de determinación izquierda-derecha en investigaciones del desarrollo en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LEFTY1/2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	LEFTB; LEFTYB; LEFTY1/2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10637/7044
ID de Gen	10637/7044
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 267-366 del LEFTY1/2 humano (O75610).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75610/O00292
Peso Proteico	34.44kDa
Envío	Bolsa de hielo