

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Leghemoglobina (Mtlbs) Para Wb Y Elisa - P27992/P27993

Número de artículo: CM0019443

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la leghemoglobina de *Medicago truncatula* (MtLBs/LB2), adecuado para WB y ELISA. Reconoce MtLb2 y MtLb6 (P27992/P27993). Ideal para estudios de fijación de nitrógeno y nodulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MtLBs pAb de Conejo
Observaciones/Alias	LB2; MTlb2; MtLBs
Especie	Medicago truncatula
ID de Gen	11433347
Inmunógeno	Péptido Sintético Dos péptidos sintéticos correspondientes a la secuencia dentro de los aminoácidos 7-21 y 100-113 de la Leghemoglobina 2 de Medicago truncatula (XP_003588689.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Medicago truncatula
SWISS	P27992/P27993
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo