


Anticuerpo Monoclonal Anti-Legumaína (Lgmn) Para Wb, Elisa - Q99538

Número de artículo: CM0008180



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Legumaína (LGMN), validado para Western blot y ELISA. Detecta humano, ratón, rata; inmunógeno recombinante (aa 210-302). Adecuado para estudiar la función de la proteasa en la degradación proteica lisosomal y la presentación de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Legumaína (LGMN)
Observaciones/Alias	AEP; LGMN1; PRSC1; Legumaína (LGMN)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5641
GeneID	5641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-302 de la Legumaína humana (LGMN) (Q99538)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99538
Peso Proteico	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo