


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Legumaína (Lgmn) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99538

Número de artículo: CM0006974



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Legumaína (LGMN) para Western blot, IF, IHC, ELISA. Reacciona con legumaína humana, de ratón y de rata. Para uso en investigación en estudios de presentación de antígenos y degradación lisosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Legumaína (LGMN)
Observaciones/Alias	LGMN; AEP; LGMN1; PRSC1; legumaína; Legumaína (LGMN)
Especie	Humano
ID de Gen	5641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-288 de la Legumaína humana (LGMN). (NP_005597.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99538
Peso Molecular de la Proteína	42kDa/49kDa
Envío	Bolsa de hielo