


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Legumain (Lgmn) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99538

Número de artículo: CM0013814



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la legumain humana (LGMN) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta LGMN humana, de ratón y de rata; 49kDa. La legumain es una proteasa cisteína lisosomal con funciones en la presentación de antígenos y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Legumain (LGMN) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AEP; LGMN1; PRSC1; Legumain (LGMN)
Especie	Humano
ID de Gen	5641
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-288 de la legumain humana (LGMN) (NP_005597.3?)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99538
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo