


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Leo1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wvc0

Número de artículo: CM0029049



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a LEO1 (RDL) humano validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta LEO1 en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de regulación de la transcripción y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LEO1 Rabbit pAb
Notas/Alias	RDL; LEO1
Especie	Humano
GenelD (humano)	123169
GenelD	123169
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-570 de LEO1 humano (NP_620147.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WVC0
Peso de la proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo