

Anticuerpo Policlonal Anti-Lepre1 (Gros1, Oi8) Para Wb, Elisa - Q32P28

Número de artículo: CM0014754



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proil-3-hidroxilasa 1 humana (LEPRE1/GROS1/OI8), adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Útil para la investigación de la biosíntesis del colágeno y las enfermedades esqueléticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra LEPRE1 (LEPRE1)
Observaciones/Alias	OI8; GROS1; LEPRE1
Especie	Humano
ID del gen	64175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 497-736 de LEPRE1 humano (NP_071751.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q32P28
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo