

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Leprel1 Para Wb Y Elisa - Q8IvI5

Número de artículo: CM0030650

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra LEPREL1 (P3H2), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante. Útil para estudios de prolil 3-hidroxilasa de colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LEPREL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MCVD; MLAT4; LEPREL1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	55214
GenelD	55214
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-700 de LEPREL1 humana (NP_060662.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IVL5
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo