

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Leptina Para Ihc-P, Elisa - P41159

Número de artículo: CM0030851



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Leptina humana (OB, OBS), validado para IHC-P y ELISA. Ideal para investigación del balance energético, obesidad y diabetes, con alta especificidad para la Leptina humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Leptina
Observaciones/Alias	OB; OBS; LEPD; Leptina
Especie	Humano
GeneID (humano)	3952
GeneID	3952
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-167 de la Leptina humana (NP_000221.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41159
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo