

Anticuerpo Monoclonal Anti-Receptor De Leptina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48357

Número de artículo: CM0003721



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Receptor de Leptina validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacción cruzada con Humano, Ratón, Rata. Detecta LEPR de ~132 kDa, un regulador clave del apetito y el balance energético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Receptor de Leptina
Observaciones/Alias	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Receptor de Leptina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3953
GeneID	3953
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1000-1100 del Receptor de Leptina humano (P48357).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48357
Peso Proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo