

Anticuerpo Policlonal Anti-Receptor De Leptina Para Wb, If/Icc, Elisa - P48357

Número de artículo: CM0030554



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el receptor de leptina humano (LEPR, CD295). Validado para WB, IF/ICC y ELISA con reactividad cruzada a rata. Ideal para investigar la señalización de leptina, la homeostasis energética y la regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de leptina
Observaciones/Alias	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Receptor de leptina
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3953
ID del gen	3953
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1070-1165 del LEPR humano (NP_002294.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P48357
Peso proteico	132kDa
Envío	Bolsa de hielo