


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Letm1 Para Wb Y Elisa - 095202

Número de artículo: CM0020116



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la región N-terminal del intercambiador mitocondrial LETM1 humano. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Apoya estudios de biología mitocondrial y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LETM1 Rabbit pAb
Notas/Alias	Mdm38; CONDMIM; SLC55A1; LETM1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3954
ID del gen	3954
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la proteína LETM1 humana (NP_036450.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95202
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo