

Anticuerpo Policlonal Anti-Letmd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6P1Q0

Número de artículo: CM0024278

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra LETMD1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de función mitocondrial e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LETMD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HCCR; HCCR1; HCCR2; HCCR-1; HCCR-2; HCRR-2; SLC55A3; 1110019013Rik; LETMD1
Especie	Humano
GenelD	25875
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 161-360 de LETMD1 humano (NP_056231.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6P1Q0
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo