

Anticuerpo Policlonal Anti-Leucosialina (Spn/Cd43) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16150

Número de artículo: CM0027917

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la leucosialina humana (SPN/CD43), una sialoglicoproteína de leucocitos. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la función de los linfocitos T y el tráfico de leucocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22; SPN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6693
GeneID	6693
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 276-400 de la SPN humana (NP_003114.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16150
Peso Molecular de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo