

Anticuerpo Policlonal Anti-Lf1 De Conejo Para Wb, Elisa - Q6Taq6

Número de artículo: CM0020562

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para LF1 de Oryza sativa, un factor de transcripción homeobox-leucine zipper (HOX10/OsHB1). Validado para WB y ELISA, adecuado para investigación en regulación génica y desarrollo vegetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LF1 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	hb1; HOX10; OsHB1; OsHox10; OsJ_008792; LF1
Especie	Oryza sativa
GeneID	4331345
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-500 de LF1 de Oryza sativa. (Q6TAQ6).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6TAQ6
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo