

Anticuerpo Policlonal Anti-Lgi1 Para Wb, Elisa - 095970

Número de artículo: CM0026345



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Lgi1, validado para WB y ELISA con reactividad hacia humano, ratón y rata. Útil para estudios de epilepsia y función sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	LGI1 pAb Conejo
Observaciones/Alias	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9211
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-557 de LGI1 humano (NP_005088.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095970
Peso proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo